



# Handleiding voor een gegarandeerd schoenenleven

## Uw schoenen langdurig in vorm

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe schoenen! En hartelijk dank voor uw vertrouwen in Hanssen Footcare. Wij hebben met aandacht en vakkundige hand dit maatproduct voor u vervaardigd en hopen dat u er lang plezier van heeft. Graag geven wij u een aantal tips om uw schoenen in vorm te houden en nog lang comfortabel te lopen.

## Laat uw voeten wennen aan de schoenen

Uw schoenen zijn grotendeels gemaakt van leer. Leer is een natuurproduct en heeft de unieke eigenschap dat het zich naar uw voet vormt. De schoen gaat geleidelijk steeds meer naar uw voet staan. Uw voeten moeten wennen aan de correctie en de steun die de schoenen bieden. Inlopen is daarom heel belangrijk. Begin met een uur of 2 per dag en bouw het gedurende 2 weken langzaam op naar een hele dag.

## Zo zit de schoen goed

Bij het aantrekken van de schoen plaatst u de achterkant van de voet goed tegen de achterkant van de schoen. Vervolgens maakt u de sluiting stevig vast, zodat uw voet niet meer kan schuiven. Zorg ervoor dat sluitingen helemaal losgemaakt zijn, voordat u uw schoenen aan- of uittrekt.

## Schoenonderhoud loont

Om de soepelheid en pasvorm van het leer te behouden, is het raadzaam minstens eenmaal per week de schoenen te behandelen met een crème of spray. Ook raden wij aan om de schoenen regelmatig water- en vuilafstotend te maken. Er is veel keus in onderhoudsproducten voor verschillende leersoorten. Vraag ons gerust advies over de producten die het meest geschikt zijn voor uw schoenen.

## Laat uw schoenen luchten en wissel af, van schoenen.

Wissel, liefst dagelijks, van schoenen. Alle voeten transpireren en uw schoenen hebben tijd nodig om te luchten nadat ze gedragen zijn. Laat uw schoenen luchten door ze goed te openen, maar zet ze niet te dicht bij een warmtebron.

### Heeft u veel last van transpirerende voeten?

Goede voetverzorging helpt. Was uw voeten dagelijks met een milde zeep, spoel ze af en droog ze goed, ook tussen de tenen. Trek vervolgens schone katoenen of wollen sokken aan. Katoen en wol zorgen ervoor dat uw voeten minder transpireren en frisser aanvoelen. Er bestaan sprays die uw schoenen verfrissen en onaangename geuren verdrijven. Sprays en sokken van goede kwaliteit zijn bij ons verkrijgbaar. Heeft u last van extreme transpiratie en helpen deze tips niet? Neem dan contact op met uw huisarts of dermatoloog.

### Laat uw maatschoenen controleren

Moeten uw schoenen gerepareerd worden of zijn ze toe aan een opknapbeurt? Breng ze naar de dichtstbijzijnde vestiging van Hanssen Footcare. Door uw schoenen minimaal eenmaal per jaar door ons te laten controleren, bent u eventuele schoenproblemen vóór.

### U heeft garantie

U heeft recht op drie maanden garantie op de pasvorm en een half jaar op het materiaal en de technische kwaliteit. Voorwaarde is dat u de adviezen in deze handleiding opvolgt. Normale slijtage valt niet onder de garantie. De garantie vervalt bij onzorgvuldige behandeling of sterk afwijkend gebruik van de schoenen.

### Heeft u vragen?

U kunt altijd terecht bij de voor u dichtstbijzijnde vestiging van Hanssen Footcare of op [www.footcare.nl](http://www.footcare.nl). Wij helpen u graag!



Amersfoort – Baarn – Harderwijk	(033) 456 02 62
Arnhem – Ede – Apeldoorn	(026) 389 23 33
Haarlem – Amsterdam – Alkmaar	(023) 531 92 75
Heerlen – Hoensbroek – Maastricht	(045) 531 16 81
Leiden – Gouda – Den Haag	(071) 576 55 78

Volg ons (op de voet) via  
[www.footcare.nl](http://www.footcare.nl)

